



Rebotec Dallas

Bariatrisk hygienstol

Hygiene Equipment
Designed for People



Registrerad hos Medical Products Agency, Tyskland, som en MD klass 1-produkt, MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i detta dokument.



Med sin högre viktbärande kapacitet och extra breda sits erbjuder Dallas bariatriska hygienstol en robust och hållbar design som är gjord för större patienter.


Den har en extra bred sits, en kapacitet på 200 kg och fyra svängbara hjul för ökad manövrerbarhet. Sits och ryggstöd är tillverkade i mjukt PUR-material och ett avtagbart bäcken ingår.



TR EQUIPMENT



Dimensioner



Tekniska specifikationer

Dimensioner	
A. Total höjd	102 cm
B. Total bredd	74 cm
C. Totalt djup	96 cm
D. Säteshöjd	56 cm
E. Bredd mellan armstöden	64 cm
F. Sittdjup	43 cm
G1. Överflyttningshöjd	44 cm
G2. Överflyttningsbredd	47 cm
H. Knähöjd på fotstöd max.	38 - 56 cm
I. Armstödetets höjd	78 cm
J1. Främre hjuldiameter	12.5 cm
J2. Främre hjuldiameter	12.5 cm
K. Svängradie	112 cm
Max. patientvikt	200 kg
Produktvikt	25.3 kg

Utrustning

- Ergonomiskt format ryggstöd med integrerat handgrepp för vårdgivare.
- Svängbara armstöd möjliggör enkel sidoförflyttning.
- Hygienöppningen kan enkelt flyttas framifrån till baksidan.
- Höjdjusterbara och avtagbara fotstöd som standard.
- Låsmekanisk för bakhjul.
- Mjuk och slitstark sits i PUR-material ger en bekväm sits och bidrar till enkel rengöring.
- Bäckben med vakuumsugning medföljer.
- Godkänd upp till 200 kg kroppsvikt.

Tillbehör

- Säkerhetsbälte för bröst och midja 322.30.20
- Dyna för bälte 322.10.50
- Dyna för armstöd 440.10.32
- Stänkskydd 440.10.40

Art no

