



TR Comfortline

Höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR Comfortline - Höj- och sänkbart badkar

Det fristående, höj- och sänkbara Comfortline badet är designat för att ge användaren en totalupplevelse när det gäller välbefinnande och nöje. Men många olika tillbehör, så som LED ljussystem, musik med fyra högtalare (AUX och bluetooth), autofill, rengöringssystem samt justerbart luft SPA system. Enkel installation gör att badet är lättplacerat i de flesta våtutrymmen. De enkla funktionsknapparna och badets design underlättar rengöring och underhåll.



Registrerad hos Läkemedelsverket som Klass 1-produkt i enlighet med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i bruksanvisningen.



Specifikationer

Längd:	2 080 mm
Bredd:	780 mm
Max. patientvikt:	150 kg
Lyfthastighet:	8 mm/s
Höjd till badkarskant:	650 - 1000 mm
Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz, 10 A
Vikt (tomt):	100 kg



TR EQUIPMENT



TR Comfortline

Höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

Funktioner

- Innovativ och attraktiv design
- Användarvänligt - Snabb installation
- Enkel åtkomlighet från tre sidor
- Kompakt design och lättplacerat
- Ergonomisk badkarsform
- Enkelt att rengöra och underhålla
- Lyfthjälpmedelanpassat (TR 9650 Kombilyft)
- Fristående, ingen förankring i golv eller vägg

Standard utrustning

- Ställdon för steglös höj- och sänkning
- Termostatisk bad och duschblandare
- Handdusch med lång duschslang
- Breddavlopp med "pop-up" avlopp inkl. avloppsslang
- Hög glasfiberkvalitet på kar och kjol
- Vitt som standard
- Två kromade grepphandtag
- Ställbart fotstöd i tre olika lägen. Även löstagbart
- Förstärkta installationsslangar
- Två breda ben i rostfritt stål med justerbara fötter



Tillval

- Rengöringssystem
 - Autofill, nivåkontroll med automatisk avstängning
 - Badkar och kjol i olika RAL färger (anges vid beställning)
-
- Badkar med fast höjd - ECOLINE
 - FMM Antibactus termostat (Legionella)
 - Termostat Grohe 2000, med "Grohe CoolTouch system"
 - Förlängningsslangar för installation åt motsatt håll

Välbefinnande tillval

- Justerbart luft SPA som stimulerar blodcirkulationen
- LED-ljussystem som ändrar vattnet till olika kulörer
- Musik med fyra högtalare AUX och bluetooth


Applikationsexempel

I kombination med TR 9650 mobila Kombilyft erhålls en säker förflyttning och säkert utförande under hela badprocessen för både användaren och vårdgivaren. Användaren lämnar inte stolen eller liggplattan under hela badprocessen.



Art. nr.	Modell
05194000	TR Comfortline, 40 mm avloppsslang
05194002	TR Comfortline, 50 mm avloppsslang
05194008	TR Comfortline för omvänd installation med förlängda avloppsslangar, 50 mm
05184003	TR Stretcher, duschbriks

Dimensioner (mm)



Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT