



# TR Stretcher för TR Comfortline

Hygiene Equipment  
Designed for People

## Påklädnings- och duschbrits för TR Comfortline

Duschbritsen är speciellt utformad för att placeras ovanför ett Comfortline-badkar för att användas som duschbänk eller påklädningsbord. För ökad säkerhet och trygghet kan duschbritsarna förses med sidogrindar på ena eller båda sidorna. Duschbritsen är lätt att ta av och på och är gjord av starka och slitstarka material som är lätta att hålla rena.



Registrerad hos Läkemedelsverket,  
Sverige som en MD Class 1  
produkt enligt MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller sig rätten  
att göra designändringar och/eller  
förbättringar utan förvarning.



### Specifikationer

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Längd:           | 1 665 mm           |
| Bredd:           | 795 mm             |
| Vikt:            | 8,5 kg             |
| Vikt, sidogrind: | 3 kg per sidogrind |
| Maxlast:         | 150 kg             |

Design: Flamskyddande PVC- och akrylbelagd polyesterväv,  
på en pulverlackerad ram i rostfritt stål



TR EQUIPMENT



# TR Stretcher

för TR Comfortline

Hygiene Equipment  
Designed for People

## Funktioner

- Duschbritten är lätt att ta på och av från badkaret
- Den är gjord av starka och slitstarka material som är lätta att hålla rena
- Tyget spänns tätt och stadigt runt ramen
- Britsen är designad med släta former och ytor som ger enkelt underhåll och god hygien

## Tillval

- Sidogrindar för ökad säkerhet.  
Sidogrindarna kan enkelt monteras på ena eller båda sidor av britten.  
Sidogrindarna kan fällas ner hela vägen till vertikalt läge.



| Art. nr. | Modell                                   |
|----------|------------------------------------------|
| 05184000 | TR Stretcher, duschbritten               |
| 05184001 | TR Stretcher, höger sidogrind            |
| 05184002 | TR Stretcher, vänster sidogrind          |
| 05184003 | TR Stretcher, komplett med 2 sidogrindar |



## Huvudkontor

TR Equipment AB, Sweden  
Phone: +46 140 38 50 60  
E-post: [info@trequipment.se](mailto:info@trequipment.se)  
[www.trequipment.com](http://www.trequipment.com)

## Dotterbolag

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900  
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT