



TR Swing

Tillbakkalutande höj- och sänkbart badkar

Hygiene Equipment
Designed for People

TR Swing - Tillbakkalutande badkar med sidodörr

TR Swing är ett fristående, tillbakkalutande badkar designat för en tillfredsställande och avslappnad badupplevelse. TR Swing kan utrustas med flera Wellness-alternativ, såsom LED-belysning, Air Spa- och musiksysteem. För att underlätta för vårdgivaren kan TR Swing utrustas med höjjustering, autofyllfunktion och rengöringssystem. Enkel installation av TR Swing gör att den kan placeras i nästan alla badutrymmen. Reglagen har utformats med enkelhet i åtanke och den smidiga designen gör det lätt att rengöra och underhålla.



Registrerad hos Läkemedelsverket
som Klass 1-produkt i enlighet
med MDR 2017/745.

TR Equipment förbehåller
sig rätten att när som helst
göra ändringar eller tillägg i
bruksanvisningen.



Specifikationer

Längd:	2 040 mm
Bredd:	800 mm
Max. patientvikt:	200 kg
Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz, 10 A
Vikt (tomt):	140 kg
Max. varmvattentemperatur:	Förinställd på 43°



TR EQUIPMENT



TR Swing

Tillbakkalutande höj- och sänkbart badkar

Funktioner

- Innovativ och attraktiv design
- Högkvalitativt badkar tillverkat av förstärkt glasfiber
- Lätt att använda och lära sig
- Enkel åtkomst till badkaret
- Lätt att rengöra och underhålla
- Ergonomisk form av badkar med robust chassi i rostfritt stål
- Fristående, ingen vägg- eller golvmontering
- Skydd mot skållning

Standard Utrustning

- Handdusch med lång slang
- Termostatblandare med skållningsskydd
- Stödhandtag
- Breddavlopp
- Avloppsutlopp diam.40 mm (inkl. dräneringsslang)
- Flätade flexibla slangar till vattenförsörjning

Tillval

- Autofillsystem
- Inbyggt rengöringssystem
- Höjdjustering (100 mm) (1200-1300 mm, lyfthastighet 10 mm/s)
- 110 V, 60Hz



Välbefinnande tillval

- LED-ljussystem
- Air Spa-system med värmare och 12 munstycken
- Musiksysteem med 4 integrerade högtalare

Art. nr.	Modell	
05100000	TR Swing	Tillbakkalutande bad
05100002	TR Swing - HA	Tillbakkalutande höj- och sänkbart badkar
05100010	Autofill	Tillval till ovanstående badmodeller
05100020	Air Spa System	Tillval till ovanstående badmodeller
05100030	Desinfektionsystem	Tillval till ovanstående badmodeller
05100040	LED-ljussystem	Tillval till ovanstående badmodeller
05100050	Musiksysteem	Tillval till ovanstående badmodeller



Dimensioner (mm)



Applikationsexempel

Den mobila stolslyften TR 9650 kan användas för att flytta patienten till badkaret.



Huvudkontor

TR Equipment AB, Sverige
Telefon: +46 140 38 50 60
E-post: info@trequipment.se
www.trequipment.com

Dotterbolag

TR Group Inc, US, Telefon: +1 (800) 752 6900
TRanspoRehaMed GmbH, Germany, Telefon: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT